



## ANESTHÉSIE POUR LAPINS

# MOD. AT-004-R

**Appareil d'électronarcose électronique manuel - Production maximale: 1.000 lapins/heure.**

La machine est conforme aux normes CE.

Tableau électronique-enregistreur de données\*, écran tactile avec affichage données étourdissement, réglage de l'anesthésie 0 à 400V, voyant de tension d'entrée du courant.

Transformateur sur bobines séparées.

Électrodes standard échangeables pour nos modèles d'électronarcose ATM et AT.

Pieds réglables à la hauteur de travail.

Les électrodes du mors ne s'activent qu'au moment du placement du lapin, très important pour éviter les accidents de travail.

Voyant de confirmation que le processus d'électronarcose est correct.

Machine en acier inoxydable à polissage électrolytique.

Poids : **40kg**

---

*(\*) Conformément au règlement CE, à compter de janvier 2013, les nouveaux abattoirs doivent respecter ce qui suit (annexe II du règlement 1099/2009) : le matériel d'anesthésie doit être doté d'un système qui enregistre les paramètres d'étourdissement, qui seront conservés pendant un an. Pour ce qui concerne le reste des abattoirs, la réglementation entrera en vigueur le 8 décembre 2019.*

