



## ANESTHÉSIE MANUEL POUR LAPINS MOD. AT-004

**Anesthésie manuel électrique - Production maximale: 1.000 lapins/heure.**

La machine est conforme aux normes CE.

Armoire électrique avec affichage numérique de la tension et l'intensité, réglage de l'anesthésie, de 0 à 400 V, voyant de tension d'entrée du courant.

Transformateur sur bobines séparées.

Électrodes standard échangeables pour nos modèles d'électronarcose ATM et AT.

Pieds réglables à la hauteur du travail.

Les électrodes du mors ne s'activent qu'au moment du placement du lapin, très important pour éviter les accidents de travail.

Voyant confirmant que le processus d'électronarcose est correct.

Possibilité de relier notre ENREGISTREUR de paramètres d'anesthésie. (\*)

Machine en acier inoxydable à polissage électrolytique.

Poids: **40 kg**

---

*(\*) Conformément au règlement CE, à compter de janvier 2013, les nouveaux abattoirs doivent respecter ce qui suit (annexe II du règlement 1099/2009): le matériel d'anesthésie doit être doté d'un système qui enregistre les paramètres d'étourdissement, qui seront conservés pendant un an.*

*Pour ce qui concerne le reste des abattoirs, la réglementation entrera en vigueur le 8 décembre 2019.*

