



ANESTHÉSIE POUR LAPINS

MOD. ATM-002-R

Appareil d'électronarcose électronique à la main - Production maximale: 300 lapins/heure.

La machine est conforme aux normes CE.

Tableau électronique-enregistreur de données*, écran tactile avec affichage de données d'étourdissement, réglage de l'anesthésie 0 à 400V, voyant de tension d'entrée du courant.

Transformateur sur bobines séparées.

Électrodes standard échangeables pour nos modèles d'électronarcose ATM et AT.

Possibilité d'acheter un pied réglable (photo).

Les électrodes du mors ne s'activent que lors de l'appui sur le bouton de sécurité, très important pour éviter les accidents de travail.

Voyant de confirmation que le processus d'électronarcose est correct.

Machine en acier inoxydable à polissage électrolytique.

Poids (étourdisseur+coffret): **22 kg** Poids du pied réglable : **10 kg**

() Conformément au règlement CE, à compter de janvier 2013, les nouveaux abattoirs doivent respecter ce qui suit (annexe II du règlement 1099/2009) : le matériel d'anesthésie doit être doté d'un système qui enregistre les paramètres d'étourdissement, qui seront conservés pendant un an. Pour ce qui concerne le reste des abattoirs, la réglementation entrera en vigueur le 8 décembre 2019.*

