



ANESTHÉSIE MANUEL POUR LAPINS

MOD. ATM-002

Anesthésie manuel électronique - Production maximale: 300 lapins/heure.

La machine est conforme aux normes CE

Tableau électrique avec affichage numérique de la tension et de l'intensité, réglage de l'anesthésie, 0 à 400 V, voyant de tension d'entrée du courant.

Transformateur sur bobines séparées.

Electrodes standard échangeables pour nos modèles d'électronarcose ATM et AT.

Possibilité d'acheter un pied réglable (photo).

Les électrodes du mors ne s'activent que lors de l'appui sur le bouton de sécurité, très important pour éviter les accidents de travail.

Possibilité de relier notre ENREGISTREUR de paramètres d'anesthésie. (*)

Voyant confirmant que le processus d'électronarcose est correct.

Machine en acier inoxydable à polissage électrolytique.

Poids (étourdisseur+coffret): **22 kg** - Poids du pied réglable: **10 kg**.

(*) Conformément au règlement CE, à compter de janvier 2013, les nouveaux abattoirs doivent respecter ce qui suit (annexe II du règlement 1099/2009) : le matériel d'anesthésie doit être doté d'un système qui enregistre les paramètres d'étourdissement, qui seront conservés pendant un an. Pour ce qui concerne le reste des abattoirs, la réglementation entrera en vigueur le 8 décembre 2019.



Portugal, 3 - Pol.Ind.Les Comes | 08700 Igualada (Barcelona)

Tel. +34 938 030649 | web@mevirsacom

www.mevirsacom