



# APPAREIL ÉLECTRONARCOSE ET ÉGORGEMENT MOD. ATD-001-R

**Appareil d'électronarcose électronique manuel avec égorgement.  
Production maximale: 900 - 1.000 lapins/heure.**

**La machine est conforme à la réglementation CE.**

Panneau électronique - enregistreur de données avec contrôle de l'étourdissement et du dégorgeement.  
Écran tactile affichant les paramètres d'étourdissement, réglage de l'anesthésie 0-400 V et témoin lumineux de la tension d'entrée du courant.

Témoin lumineux vert confirmant le bon déroulement de l'étourdissement.

Témoin lumineux bleu pendant le dégorgeement.

La machine n'égorge pas l'animal tant qu'il n'est pas correctement étourdi, conformément à la réglementation européenne sur le bien-être des animaux, règlement CE 1099/2009.

Stérilisation du disque de coupe conformément au règlement CE 853/2004, qui fixe les règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Balise avec feux de signalisation et arrêt d'urgence.

Pieds réglables à la hauteur de travail.

Machine en acier inoxydable électro-poli.

Possibilité de régler la distance de la pince d'étourdissement par rapport à la fente du cou.

Possibilité de travailler uniquement par étourdissement, pour les petits ou grands lapins.

Possibilité de connexion Ethernet et de contrôle de la machine depuis le serveur.

Poids: **80kg**

